

CİHAZ ADI : COBAS 6000 C501

TARİH:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GÜNLÜK BAKIMLAR																																
	GÜNLÜK AÇILIŞ																															
	PROPLARIN SİLİNMESİ																															
	ATIK KONTROLÜ																															
	REAKTİFLERİN KONTROLÜ.																															
	NAOH,MULTICLEAN KONTROLÜ																															
	HITERGENT,SMS KONTROLÜ																															
	ISE KALİBRASYONU.																															
	KONTROL OKUTMA.																															
	YEŞİL RACK İLE BAKIM																															
	DİSTİLE SU İLETKENLİK KONTROLÜ																															
HAFTALIK BAKIMLAR																																
	CUMA KAPANIŞ																															
GEREKTİKÇE																																
	C501 LAMBA DEĞİŞİMİ																															
	C501 KÜVET DEĞİŞİMİ																															
	C501 Na ELEKTROD DEĞİŞİMİ																															
	C501 K ELEKTROD DEĞİŞİMİ																															
	C501 CI ELEKTROD DEĞİŞİMİ																															

BİYOKİMYA UZMANI

PERSONEL