



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI BAKIM ÇİZELGESİ

Doküman No: BL-DK-29
Yayın Tarihi :26.06.2023
Revizyon No :00
RevizyonTar...
Sayfa No : 1 / 1

Hastane / Lab:

Cihaz / Seri No:

Ay / Yıl :

Kullanıcı Günlük Bakım İşlemleri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Sistem Isı Kontrolü																															
2. Sonuçlanmış şişelerin çıkartılması																															
3. Yüklü olan şişelerin kontrolü																															
4. QC ihtiyacı olan gözlere kalibrasyon																															
5. Veri yedekleme																															

Kullanıcı Haftalık Bakım İşlemleri	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih
Dış yüzey ve çekmece temizliği					
Cihaz fan ve kabin kontrolü					

Yetkili Servis 1 Yıllık Bakım İşlemleri	Tarih	Tarih	Servis Mühendisi Adı,Soyadı ve İmza
Cihaz temizliği			
Cihaz voltaj ve elektriksel aksam kontrolü			
6 Aylık periyotta verilen tüm hata mesajlarının kontrol edilmesi			
Kalibrasyon ihtiyacı olan gözlerin belirlenip Kalibre edilmesi			
Çekmece,kapak ve çalkalama yapan aksamaların kontrol ve kalibrasyonu			
Cihazın Rutin Periyodik bakımının yapılması			

	Adı	Soyadı	İmza
Kullanıcı			
Laboratuar Sorumlusu			