

| Revizyon No                     | Yapılan Revizyon | Rev. Sayfası             | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
|                                 |                  |                          |                 |                 |
| HAZIRLAYAN                      |                  | KALİTE SİSTEM ONAYI      |                 | ONAY            |
| RADYOLOJİ SORUMLU<br>TEKNİSYENİ |                  | KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ |                 | BAŞHEKİM        |

|                |                                    |                                                    |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>OPTIMED</b> | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI         | Doküman No:RG-TL-07<br>Yayın Tarihi :15.06.2023    |
|                | POLYMOBİL CİHAZI KULLANIM TALİMATI | Revizyon No :00<br>Revizyon Tar.:<br>Sayfa No :2/2 |

## 1.AMAÇ VE KAPSAM

Talimatın amacı radyoloji bölümü polymobil cihazının verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasını kullanımlarını sağlayarak kullanım ömrünü uzatmaktır. Polymobil plus X-ray sisteminin hastaya getirilmesini görüntülerin hızlı elde edilmesini kolaylaştırılır. Radyoloji bölümünde bulunan polymobil cihazının kullanımını kapsar.

## 2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

## 3.REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

## 4.UYGULAMA

### 4.1.Cihaz Kullanımı

Seyyar röntgen cihazıyla çekilecek bölüme giden tekniker kurşun önlük ve tiroid koruyucusunu giymelidir.

Cihaz açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.

Kurşun paravan çekilip hastaya uygun pozisyon verilip cihaz kumanda üzerinden hastaya uygun kv/mas ayarı yapılır.

Çekim sonrası cihaz kapatılır. Kabloları toplanır cihaz temiz bir şekilde bırakılır.

### 4.2.Cihaz Arızası, Bakımı ve Kalibrasyonu

Cihaz arızaları birim çalışanı veya sorumlusu tarafından HBYS 'de arıza kaydı girilip biyomedikal birimine iletilir.

Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

### 4.3.Cihaz Temizliği

Cihazın temizliği Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı doğrultusunda yapılır.

## 5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm radyoloji teknikerleri/teknisyenleri ve radyoloji hekimleri sorumludur.