



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

XN 1000 CİHAZ BAKIM ÇİZELGESİ

Doküman No: BL-DK-31
Yayın Tarihi :13.12.2023
Revizyon No :00
RevizyonTar...
Sayfa No :1/1

Günlük Bakım Görevleri

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bakım Görevi																															
Kapatma																															
İmza																															

Haftalık Bakım Görevleri

Bakım Görevi	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G
Rutin Temizlik								

Gerektiğinde Yapılacak Bakım Görevleri

Bakım Görevi	İmza Ayı/Günü	İmza Ayı/Günü
Otomatik durulama		
Temizlik		
Atık kabını değiştirme		
Atık bölmesini boşaltma		
Tıkanıkları giderme		
RBC dedektör apertürünü temizleme		
Atık bölmesini durulama		
Hava Kabarcıklarını Giderme		
Akış Hücresini Durulama		
Reaksiyon bölmesini boşaltma		
RBC yalıtım bölmesini boşaltma		
Basıncını ayarlama (0,25 Mpa)		
Basıncını ayarlama (0,16 Mpa)		
Basıncını ayarlama (0,07 Mpa)		
Bölmeyi boşaltma		

Reaktifleri ve Yedek Parçaları Değiştirme

Bakım Görevi	İmza Ayı/Günü	İmza Ayı/Günü
Reaktif değiştirme (CELLPACK DCL)		
Reaktif değiştirme (CELLPACK DST)		
Reaktif değiştirme (CELLPACK DFL)		
Reaktif değiştirme (SULFOLYSER)		
Reaktif değiştirme (Lysercell WNR)		
Reaktif değiştirme (Lysercell WDF)		
Reaktif değiştirme (Lysercell WPC)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell WNR)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell WDF)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell WPC)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell RET)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell PLT)		
Reaktifi boşaltma		
Sigortayı değiştirme		