

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme:30.10.2019-07	Tüm içerik	06.11.2020	Özgür Güner Sorumlu Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	22.11.2023	Özgür GÜNER Sorumlu Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-12 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/1
	HOTPACK UYGULAMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda hotpack kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. FTR ünitesindeki işleyiş sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3. REFERANS DOKÜMANLAR

FTR Ünitesi Temizlik Kontrol Formu

4.UYGULAMA

- Hotpack Kazanı içerisindeki paketlerin üzerine çıkacak şekilde çeşme suyu doldurulur.
- Kazan toprak hatlı prize takılır,60 derece sıcaklıkla sürekli çalışır.
- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Kazandan paketler bir kanca yardımıyla çıkarılır, havlu içerisine koyulur.
- Tedavi yapılacak bölgeye konulan Hotpack ile deri arasında 8 kat havlu olmalıdır.
- Tedavi edilecek bölgeyi tamamen kapatacak şekilde kağıt havlu serilir,8 kat havlularıyla birlikte Hotpack konulduktan sonra üzeri bir örtü ya da havluyla kapatılır.
- Uygulama sonrasında tedavi bölgesi kağıt peçete ile kurulanır.

4.1. Cihazın Temizliği

Hotpack kazanının temizliği FTR Ünitesi Temizlik Planı'na göre yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerleri sorumludur.