

|                                                                                   |                                                       |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI                            | Doküman No :HB-TL-64                                                             |
|                                                                                   | ÇİFT ODACIKLI PACE MARKER CİHAZI<br>KULLANIM TALİMATI | Yayın Tarihi :01.12.2017<br>Revizyon No :00<br>Revizyon Tar:...<br>Sayfa No :1/2 |

| Revizyon No    | Yapılan Revizyon                                      | Rev. Sayfası | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan            |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi.<br>Son Gözden Geçirme:08.12.2018-01 | Tüm sayfalar | 11.11.2019      | Burak ÖZER<br>Perfüzyonist |
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi.                                     | Tüm sayfalar | 14.11.2022      | Burak ÖZER<br>Perfüzyonist |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |
|                |                                                       |              |                 |                            |

|              |                     |          |
|--------------|---------------------|----------|
| HAZIRLAYAN   | KALİTE SİSTEM ONAYI | ONAY     |
| PERFÜZYONİST | KALİTE YÖNETİCİSİ   | BAŞHEKİM |

|                                                                                   |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI                            | Doküman No :HB-TL-64<br>Yayın Tarihi :01.12.2017      |
|                                                                                   | ÇİFT ODACIKLI PACE MARKER CİHAZI<br>KULLANIM TALİMATI | Revizyon No :00<br>Revizyon Tar:....<br>Sayfa No :2/2 |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda bulunan çift odacıklı pace maker cihazı kullanımı için uygulanacak standart işlemlerin belirlenmesidir.

## 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

## 3.REFERANS DOKÜMANLAR

## 4. UYGULAMA

- Cihaz 9 w pil ile çalışır
- İlgili hekimin belirleyeceği sensitivity ayarı, output ayarı ve rate ventriculer ve atrial olarak belirlenir
- Off pozisyonundan on pozisyonuna gelince pace aktifleşir
- Hastanın bacak bölgesine sabitlenir
- İşlem tamamlandığında off pozisyonuna alınıp pili çıkarılır
- Uygun dezenfektan ile temizlenip bakım talimatlarına uygun zamanlarda bakım ve kalibrasyonları yapılır
- Cihazın temizliği, bakım ve kalibrasyonları Cihaz Yönetimi Prosedürüne göre yapılır ve HBYSüzerinde bulunan cihaz modülüne işlenir.

## 5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından perfüsyonist sorumludur.