

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi: 01.11.2018-06	Tüm sayfalar	17.10.2019	Özgür Güner Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.10.2022	Özgür Güner Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
FİZİYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1. AMAÇ VE KAPSAM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-04 Yayın Tarihi :23.11.2012
	İNFRARUJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1

Bu talimatın amacı infraruj cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Işık tedavi yöntemini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

İnfraruj :Fizik tedavide kullanılan bir ışık tedavi yöntemidir, toksinlerin atılmasını sağlar.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

- Cihaz toprak hatlı prize takılır.
- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Infraruj lambası ile deri arasında en az 40 cm mesafe olmalıdır.
- Süre ayarlanır, tedavi başlatılır.
- Acil durum butonu hastaya yakın bir yerde bulunur.
- Hasta tedavi esnasında aradaki mesafeyi korumalıdır, hareket etmemelidir.
- Tedavi sonunda cihaz yavaş bir şekilde çekilir, lambalar sıcakken sarsılmaması gerekir.

4.1.Temizliği

- Cihazlarının temizliği FTR Hijyen Planına göre yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- Kurumda her cihaz için cihaz sicil kartı bulunmaktadır.
- Tıbbi cihaz bakım planına göre bakımları yapılmaktadır.
- Kalibrasyon planına göre yılda bir kalibrasyonları yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi çalışanları sorumludur.