

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	15.06.2023	Betül BEYAZLAR Radyoloji Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
RADYOLOJİ SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:RG-TL-04 Yayın Tarihi :15.06.2023
	BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :2/2

1.AMAÇ VE KAPSAM

Talimatın amacı radyoloji bölümündeki bilgisayarlı tomografi cihazının doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatmak, hastaların çekimlerine uygun protokolle işlem yapılmasını sağlamaktır. Hastanemizde bulunan bilgisayarlı tomografi cihazının kullanımını kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

4.UYGULAMA

4.1.Cihaz Kullanımı

Klimalar açık olmalı ve çekim odası enfeksiyon kurallarına uygun olmalıdır.

İlaç bulunan alanlarda ısı nem seviyesine dikkat edilmelidir (sıcaklık 15-25 derece/nem oranı %30-%60)

Ana şalter açıldıktan sonra cihaz kasası açılır power/on yapılır.

Cihazın sistem üzerinden ilerleyerek kalibrasyon butonundan aktif edilip check/ kalibrasyonu yapılır.

Cihaz hazır konuma geldiğinde hastaya uygun pozisyon verilip çekim protokolü uygulanır.

4.2.Cihaz Arızası, Bakımı ve Kalibrasyonu

Cihaz arızaları birim çalışanı veya sorumlusu tarafından HBYS 'de arıza kaydı girilip biyomedikal birimine iletilir.

Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

4.3.Cihaz Temizliği

Cihazın temizliği Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı doğrultusunda yapılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm radyoloji teknikerleri/teknisyenleri ve radyoloji hekimleri sorumludur.