

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-78 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	PULSE OKSİMETRE KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	28.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-78 Yayın Tarihi : 26.09.2019
	PULSE OKSİMETRE KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; pulse oksimetre kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Hastaneye yatan ve oksijen düzeyi ölçme ihtiyacı olan hastaları takip etmek için kullanılmaktadır.

- Cihaz hastaya takılmadan önce çalıp çalışmadığı açma kapama düğmesine basılarak açılır ve kontrol edilir. Açılan cihazın ekrandaki yazılar ve prop içeriğinde ışığın yanıp yanmadığı kontrol edilir.
- Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verilir.
- Propun yanan ışık kısmı tırnak üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Birkaç saniye beklenir.
- Ölçüm yapılan tırnak üzerin de oje vs bulunmamasına dikkat edilir.
- İşlem bitimin de prop hastanın parmağından çıkarılır ve sonuç kaydedilir.
- İşlem sonunda cihazın temizliği, Dezenfektan Kullanım Listesi'ne göre uygun yüzey dezenfektanı ile yumuşak bez veya peçete yardımı ile silinir.
- Pulse oksimetri cihazı işlem sonrası uygun bir yerde muhafaza edilir.

5.SORUMLULAR

Cihazı kullanan tüm sağlık çalışanları sorumludur.