

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-74 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	HAVALI YATAK KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	27.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-74 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2
	HAVALI YATAK KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; havalı yatak kullanımı ile standartları belirlemek, hastada oluşabilecek yatak yaralarını önlemek/azaltmak ve dolaşımı rahatlatmaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı

4. UYGULAMA:

Uzun süre yatan veya yatağa bağımlı hastalarda basınç yaralarını önlemek için kullanılır.

Havalı yatağın şilte kısmı hastanın yatacağı yatağa serilir. Hava hortumu şilteye bağlanır, diğer ucu da havalı yatak motorundaki giriş yerine bağlanır.

Cihazı çalıştırmak için motor kısmında bulunan fiş prize takılır.

Havalı yatak, motorun alt kısmında bulunan kol ile yatak kenarına asılır.

Motordaki açma-kapama düğmesinden cihaz açılır. Yatağın şişmesi beklenir. Yatak şiştiğinde kullanıma hazırdır.

Yatağın kullanımı bittiğin de motordaki açma-kapama düğmesinden kapatılır.

Cihaz prizden çıkarılır.

Şilte, motor ve hortumlar birbirinden ayrılır.

Şiltenin havasının boşalması beklenir.

Yatağın işlevi bittikten sonra eldiven kullanma talimatına göre eldiven giyilir.

Yüzey dezenfektan ile yatak silinir.

Temizlenen yatak bir sonraki kullanım için düzgün bir şekilde katlanarak kutu içerisinde saklanır.

5.SORUMLULAR

Havalı yatağı kullanan tüm çalışanlar sorumludur.